


SUPER SALE

期間：2026/2/10(火)～3/18(水)

スマートジル バイト 50ML 4本入

スマートジル B R
一般医療機器
一般名称：歯科咬合採得用材料
届出番号：27B2X00306SG0001



SALE
標準価格 **¥2,980** (税別)

1本
あたり **¥745** (税別)

スマートジルバイトは、再現性の高い咬合採得を可能としたバイト材です。
操作時は適度な流動性があり、扱いやすい操作時間（作業時間20秒・
口腔内硬化時間30秒）となっております。
安定性も高く、硬化後のショア硬度はA89と高粘度なヘビーボディ印象材です。
ニューミキシングチップのグリーンと併せてご使用ください。



New Mixing Tip & Oral Tip

SEIL GLOBAL

歯科医院様の経費削減に！

ニューミキシングチップ シリーズ


ニューミキシングチップ

各 80 本入 各 ￥ OPEN



ニューレジン セメントチップ

各 50 本入 各 ￥ OPEN



ニューレジン コアチップ

イントラオーラルチップ シリーズ

ニューイントラ オーラルチップ

各 100 個入
各 ￥ OPEN



※ニューミキシングチップ
イエロー/ブルー用 ※ニューミキシングチップ
ピンク用

エンド チップ

100 個入
￥ OPEN



※ニューレジンコア
チップ用
(アクセスチップ細ロング
同等品)

アクセス チップ

50 個入 50 個入
￥ OPEN ￥ OPEN



※ニューレジンコア
チップ用 ※エンドチップ同等品

バイト チップ

50 個入
￥ OPEN



※ニューミキシングチップ
グリーン用

洗浄 チップ

50 個入 50 個入
￥ OPEN ￥ OPEN



カートリッジ コネクタ

3 個入
￥ OPEN

