

NEW



交差感染予防
アイテム

感染予防ゴム製カバー

S-DOM[®]



1



2



3



S-DOMは超音波スケーラー用の感染予防として開発された製品ですが、樹脂製ハンドピースやコードレスモーターなど滅菌を避けたい時や訪問診療時など現地での滅菌が困難な時などにも使用いただける交差感染対策用ラテックスゴム製カバーです。良く伸びる素材なので、さまざまな形状の製品にフィットします。

※技工用ストレートHPやコードレスモーターヘッドなど、ヘッドの形状が大きい場合は、ハサミで先端を少し切って装着してください。

対象：超音波スケーラー/エアースケーラー/コードレスモーター
パウダーメンテナンス用HP/ストレートHP/ペン型光重合器
エアースリッジ

S-DOM[®] 60個入
標準価格 **¥3,480** (税別)



未滅菌/オートクレーブ不可

DAIEI **Angel** 大榮歯科産業株式会社

〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京 TEL.03-6806-3381 名古屋 TEL.052-731-0610 福岡 TEL.092-473-7567