

Pro+ シンテックスグローブ Syntex Gloves
プロプラス

◆天然ゴム手袋の持つ「**抜群のフィット性・操作性※1**」をそのままに「**アレルギー対策※2**」を施した新素材グローブです!

新発売

Syntex Gloves
シンテックスグローブ

new!

CAMPAGN

2026/3/21-5/20

100枚入/箱
標準価格 ~~¥680~~ (税別)

100枚入/箱
キャンペーン標準価格 **¥540** (税別)

Cream



- ✓ アレルギーの一因となる**加硫促進剤**を使用していないため、より安心してお使いいただけます
- ✓ **パウダーフリー(粉なし)**仕様です
- ✓ 柔らかく手に**ピッタリフィット**し、長時間の細かい作業に適しています
- ✓ 便利な**左右兼用タイプ**のためムダなくお使いいただけます
- ✓ **食品衛生法に適合**しています(厚生省告示第370号)
- ✓ **2段階式取出口**を採用しています(特許取得済)

材質
合成ゴム

仕様
粉なし
(塩素処理)



■ラテックスフリー

材質に合成ゴムを使用しており、天然ゴムアレルギーの心配がありません。

■加硫促進剤フリー

化学物質の1つである加硫促進剤を使用しないことでアレルギーの一因をカット。

※2

	(mm)			
サイズ	SS	S	M	L
全長		230以上		
手の平の幅	70	80	95	110
中指の長さ	75	79	82	85

「より衛生的な製品」を心掛けて、パッケージにもこだわりの機能を追加しました

弊社オリジナルの
形状による
**特許
取得済**



指先 [うら] 袖口

- ・手袋の向きを揃えたことで、指先部分に触れずに取り出せます
- ・通常の出出口もお選びいただけます

2段階式取出口を採用

取出口の大きさを選べるため、残りが少なくなっても1枚ずつの取り出しが簡単になりました



手袋におけるアレルギーは、主にI型アレルギーとIV型アレルギーがあります。下記のとおり、I型は主にラテックスアレルギーで、アナフィラキシーショック等を含む重篤な症状を引き起こします。IV型は比較的軽度な症状ですが、IV型アレルギーを発症すると、生命の危険があるI型アレルギーに転向する可能性があります。また、手荒れの多くの原因は化学物質アレルギーによるもので、加硫促進剤がその原因のほとんどを占めています。

種類	I型 即時型アレルギー 緊急的かつ深刻な症状		IV型 遅発型アレルギー 比較的軽度で慢性的な症状	
症状	発赤、痒み、灼熱感、全身異常、気管支閉塞など		紅斑、腫脹（しゅちょう）、ひび割れ、痒み、皮膚乾燥など	
発症時間	5～30分後に発症		6～48時間後に発症	
原因	タンパク質アレルギーであり、手袋においては天然ゴムやパウダーなどが原因となり発症		化学物質アレルギーであり、加硫促進剤が原因のほとんどを占めている	
危険性	アナフィラキシーショック等を含む重篤な症状が考えられる		I型アレルギーへの転向を助長する可能性がある	

対策製品

Pro+ シンテックスグローブ Syntex Gloves

Singer シンガーニトリルウルトラライト

Pro+ シンテックスグローブ Syntex Gloves

オススメ製品のご案内

ニトリルグローブをお探しの方はこちらがオススメ！



Singer



Since 1903

『まもる』を製る！

宇都宮製作株式会社
Utsunomiya Sesaku Co., Ltd.

シンガーニトリルウルトラライト

Singer Nitrile Ultra Light Gloves

ホワイト

250枚入

粉なしタイプ

薄くて
強い



250枚入/箱
標準価格

¥1,190

(税別)

- ✓ **パウダーフリー（粉なし）**仕様です
- ✓ 柔らかく手に**ピッタリフィット**し、
細かな作業に適しています
- ✓ **耐油性**に優れた材質です
- ✓ 便利な**左右兼用タイプ**でムダなくお使いいただけます
- ✓ **食品衛生法**に適合しています
(厚生省告示第370号)

仕様
粉なし
(塩素処理)

材質
ニトリルゴム

SS/S/M/Lの4サイズ展開

(mm)

サイズ	SS	S	M	L
全長	230以上			
手の平の幅	76	84	94	105
中指の長さ	78	80	82	83

DAI EI Angel 大榮歯科産業株式会社

〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京 TEL.03-6806-3381 名古屋 TEL.052-731-0610 福岡 TEL.092-473-7567