

【シート軟化圧接成型器】デュアルフォーマーII

DUALFORMER II

導入支援 キャンペーン

期間：2026/3/2～4/20



デュアルフォーマー
一般の名義：器具加工用成型器
分類：クラスI
輸出番号：2782X00306K00008

吸引派？ 加圧派？ それともどっちも派？

DUALFORMER II は、吸引と加圧の
両方が使用できる2in1の成型機です。

DUALFORMER II

標準価格 ~~¥278,000~~

特別価格



2in1 吸引+加圧



【吸引コック】 【加圧コック】

使い易さ重視のシンプル操作

DUALFORMER II 操作 手順



1



模型・シート材のセット

2



シート材の軟化

3



テーブルを降下させ
吸引成型

4



加圧蓋を閉めて
加圧成型

5



完成

標準機能



作業台の蓋は取り外しが可能で、状況に合わせて付属の模型固定用砂を使用できます。

オプション



オプションの加圧ポットを使用すれば、小型の加圧釜としても使用できます。